


DÁVKOVACÍ KAPSLE

Pro čisté a snadné používání. Dávkovací kapsle jsou předem naplněné, uložené v zásobníku a před použitím vloženy do Šachta. Pacienti si nyní mohou svoji denní potřebu vzít s sebou zabalenou v jednotlivých dávkách. Dávkovací kapsle vhodné pro rozemleté konopné květy. Kapaliny mohou být užívány s Plnicím polštářkem, který je k dostání zvlášť.*



Kompatibilní i s **VOLCANO MEDIC 2** v kombinaci s adaptérem dávkovacích kapslí **MEDIC VALVE**.

*Kanabinoidy rozpustné v alkoholu jsou vhodné jen pro **VOLCANO MEDIC 2**.

VÝROBCE



Certificate

No. Q5 063179 0067 Rev. 03

Holder of Certificate: STORZ & BICKEL GMBH
In Grubenäcker 5-9
78532 Tuttlingen
GERMANY

Facility(ies): STORZ & BICKEL GMBH
In Grubenäcker 5-9, 78532 Tuttlingen, GERMANY
see Scope of Certificate

Certification Mark:



Scope of Certificate: Design and Development, Production and Distribution of vaporizer systems for release of Cannabinoids out of Cannabis blossoms (Cannabis flos), Cannabis extracts or pure Cannabinoids for medical purpose

Applied Standard(s): EN ISO 13485:2018
Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2018)
DIN EN ISO 13485:2018

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the company mentioned above has established and is maintaining a quality management system, which meets the requirements of the listed standard(s). All applicable requirements of the testing and certification regulation of TÜV SÜD Group have to be complied with. For details and certificate validity see: www.tuv-sud.com/qa-cert/qcert-Q5_063179_0067_Rev_03

Report No.: 713211153
Valid from: 2021-11-21
Valid until: 2024-11-20

Date: 2021-11-19

C. Dicks
Christoph Dicks
Head of Certification/Notified Body

STORZ & BICKEL GmbH · In Grubenäcker 5-9
78532 Tuttlingen · Germany
+49 7461 9697070 · info@vapormed.com
www.vapormed.com



Certifikovaný výrobce
ISO 13485 Zajištění bezpečnosti

© by STORZ & BICKEL GmbH · VMAL-40-027 02-2024 · Změny vyhrazeny · Všechna práva vyhrazena



VAPORMED

Léčebná inhalace konopí

Volcano

Mighty⁺ MEDIC



Certifikovaná kvalita
ISO 60601 Zdravotnické přístroje

URČENÉ POUŽITÍ

VOLCANO MEDIC 2 a **MIGHTY+ MEDIC** jsou určeny pro odpařování a následnou inhalaci kanabinoidů. Cílem je aplikace účinných látek do lidského těla přes plicní sklípky při příslušné lékařské indikaci. Přístroje jsou vhodné pro dočasnou inhalační aplikaci kanabinoidů předepsaných lékařem prováděnou doma, v nemocnici nebo v lékařské ordinaci.

EFEKTIVITA

Inhalační aplikace kanabinoidů je obecně upřednostňovanou metodou pro užívání kanabinoidů. Důvodem je rychlý nástup účinků. Přístroj **VOLCANO MEDIC 2** i **MIGHTY+ MEDIC** zaručují efektivní inhalaci. Odpařují kanabinoidy pomocí horkého vzduchu, bez pálení. Proto nevznikají žádné škodlivé látky vznikající při spalování. Směrné hodnoty potvrzené studiemi ukazují, že se nejméně jedna třetina kanabinoidů používaných v přístroji dostane do krevního oběhu. Inhalátory **VAPORMED** byly používány v mnoha lékařských studiích a etablovaly se jako certifikované lékařské přístroje pro kanabinoidy, které jsou schválené pro Evropu, Kanadu a další státy.*

* Více informací na www.vapormed.com

MEDIC VALVE BALÓNEK

Odnímatelný vaporizační balónek umožňuje velkou volnost pohybu a používání nezávisle na zdroji horkého vzduchu. Inhalace přímo z vaporizační balónku je na základě téměř nulového odporu velmi příjemná. U modelu **VOLCANO MEDIC 2** navíc existuje možnost přímé inhalace z nástrčné hadice.



VOLCANO MEDIC 2
PPN: 111588550156

LÉKAŘSKÝ A PŘENOSNÝ

MIGHTY+ MEDIC je nástupce prvního lékařsky schváleného přenosného Inhalátoru konopí. Používá kombinované vzdušné a sálavé vytápění, které zajišťuje efektivní odpařování od prvního nadechnutí.

Přenosný inhalátor **MIGHTY+ MEDIC** na baterie se vyznačuje svou snadnou manipulací. Dvě dobíjecí vysoce výkonné baterie umožňují dlouhou životnost a krátkou dobu nahřívání. Navíc má chladič jednotku pro příjemnou inhalaci.



MIGHTY+ MEDIC
PPN: 111661680357